



Doplněk ke katalogu 2017





Provizorní pilíř

		L1	L3
QR/NI/d4.0 – bez šestihranu ²	●	2200.01	2200.03
QN/d3.8 – s šestihranem	●	2125.01	2125.03
QN/NI/d3.8 – bez šestihranu	●	2126.01	2126.03

Otiskovací a laboratorní komponenty

Otiskovací člen pro uzavřenou metodu, QN	●	2716.00
Analog implantátu – 3D tisk, QR ¹	●	2858.00
Analog implantátu – 3D tisk, QN ¹	●	2859.00
Analog pilíře STANDARD, QN/d3.8 – úzký ²	●	2862.00
Analog pilíře STANDARD, QN/d3.8 – úzký, sada 5 ks ²	●	2862.05
Náhradní kapna (otisk. členu pro uzav. metodu), QR, sada 5 ks	●	2708.53
Náhradní kapna (otisk. členu pro uzav. metodu), QN, sada 5 ks	●	2716.53
Prodloužení pinu otiskovacích komponent pro otev. metodu, sada 5 ks*		2718.05

* Vhodné pro použití s otiskovacími členy pro otevřenou metodu QR (kat. č. 2704.00 a 2705.00) a QN (kat. č. 2715.00) a otiskovací kapnou Screw-On pro otevřenou metodu (kat. č. 2710.00).
Analogy implantátu – 3D tisk lze použít pro zhotovení modelu prostřednictvím 3D tiskárny i pro zhotovení konvenčního sádrového modelu.



Pilíř STANDARD – přímé²

		L1	L2	L3	L4
QR/d4.0 – úzký, sada s kapnami	●	2129.01	2129.02	2129.03	2129.04
QN/d4.0 – úzký, sada s kapnami	●	2169.01	2169.02	2169.03	2169.04

Komponenty Screw-On

		L3	L4	L5
Pilíř Screw-On – angulované, QN/d4.6/20°	●	2178.03	2178.04	2178.05
Spalitelná kapna Screw-On s CrCo dosedem				2871.00
Náhradní kapna Screw-On otisk. kapny pro uzav. metodu, sada 5 ks				2717.53
Spalitelná kapna Screw-On, sada 5 ks (bez šroubu)				2811.05

Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem schůdku pro 20° pilíř je 1,6 mm. Angulovaný pilíř je dodáván se šroubem pro fixaci konstrukce a fixačním šroubem.

Pilíř Cast-On LASAK BioniQ®

BioniQ QR/NI/d3.9, bez šestihranu	●	2185.00
BioniQ QN/NI/d3.8, bez šestihranu	●	2188.00

Pilíře jsou dodávány včetně fixačního šroubu.

Komponenty CEREC®

Báze CEREC QN/inCoris ZI meso S	●	2198.00
Skenovací tělísko CEREC, indexované – Bluecam/L		2821.00
Skenovací tělísko CEREC, indexované – Bluecam/S		2864.00
ScanPost CEREC QR/L ²		2204.00
ScanPost CEREC QN/S ²		2203.00

Báze CEREC QN je kompatibilní se skenovacími tělíska a bloky Sirona inCoris ZI meso S.

¹ Dostupné ve 3. čtvrtletí 2017.

² Dostupné ve 4. čtvrtletí 2017.


Náhradní fixační šrouby je možné objednat pod kat. č. 2103.00 pro modrou QR protetickou platformu a pod kat. č. 2191.00 pro žlutou QN protetickou platformu. Náhradní šroub Screw-On pro fixaci konstrukce je možné objednat pod kat. č. 2106.00.

Utahovací moment fixačních šroubů je 25 Ncm, šroubů Screw-On pro fixaci konstrukce 15 Ncm a otiskovacích komponent 5–10 Ncm – ručně šroubovákem.

Protetická plánovací sada

Protetická plánovací sada, včetně plastových plánovacích pilířů á 4 ks každého druhu pilíře (celkem 192 ks)	2822.00
--	---------


Vrtáky – krátké, s možností použití dorazu



Vrták finální S2.9 – krátký, pro doraz (DS/C)	2467.00
Vrták finální S3.5 – krátký, pro doraz (DS/C)	2468.00
Vrták finální S4.0 – krátký, pro doraz (DS/C)	2469.00
Vrták finální S5.0 – krátký, pro doraz (DS/C)	2470.00
Vrták finální T4.0 – krátký, pro doraz (DS/C)	2471.00
Vrták finální T5.0 – krátký, pro doraz (DS/C)	2472.00

Celková délka krátkého vrtáku je 34 mm. DS/C = drill stop compatible.

Vrtáky – dlouhé, s možností použití dorazu



Vrták finální S2.9 – dlouhý, pro doraz (DS/C)	2461.00
Vrták finální S3.5 – dlouhý, pro doraz (DS/C)	2462.00
Vrták finální S4.0 – dlouhý, pro doraz (DS/C)	2463.00
Vrták finální S5.0 – dlouhý, pro doraz (DS/C)	2464.00
Vrták finální T4.0 – dlouhý, pro doraz (DS/C)	2465.00
Vrták finální T5.0 – dlouhý, pro doraz (DS/C)	2466.00

Celková délka dlouhého vrtáku je 40 mm. DS/C = drill stop compatible.

Sada dorazů na vrtáky

Sada dorazů na vrtáky (sada obsahuje 10 ks dorazů, á 1 ks každého druhu, a organizér)	2483.00
Organizér na dorazy	2496.00



Dorazy na vrtáky

	L6.5	L8	L10	L12	L14
S2.9, S3.5, S4.0, T4.0	2477.00	2476.00	2475.00	2474.00	2473.00
S5.0, T5.0	2482.00	2481.00	2480.00	2479.00	2478.00

Sada na odvrtání šroubu

Sada na odvrtání šroubu BioniQ, QR (závitník, levotočivý vrták, naváděcí pouzdro, dvoubřit, vytahovač fragmentu šroubu a organizér)	2909.00
Závitník, QR	2909.01
Levotočivý vrták, QR	2909.02
Naváděcí pouzdro, QR	2909.03
Dvoubřit, QR	2909.04
Sada na odvrtání šroubu BioniQ, QN (závitník, levotočivý vrták, naváděcí pouzdro, dvoubřit, vytahovač fragmentu šroubu a organizér)	2919.00
Závitník, QN	2919.01
Levotočivý vrták, QN	2919.02
Naváděcí pouzdro, QN	2919.03
Dvoubřit, QN	2919.04
Vytahovač fragmentu šroubu (pro platformy QR a QN)	2920.00

Sada QR je určena k odvrtání zlomeného fixačního šroubu pro modrou QR protetickou platformu a sada QN je určena k odvrtání zlomeného fixačního šroubu pro žlutou QN protetickou platformu.



Měrka výšky sliznice

Měrka výšky sliznice (pro platformy QR a QN)	2458.00
--	---------

Chirurgické instrumentárium

Sada nástrojů v kazetě, s dorazy	2922.00
Sada nástrojů v kazetě, bez dorazů	2908.00
Kazeta s organizérem pro všechny řady – verze 2016	2917.00
Chirurgický organizér – insert, verze 2016	2918.00

Rozměr kazety včetně víka je 185 × 145 × 60 mm.

Objektivní měření stability – Penguin^{RFA}

Penguin ^{RFA} set (přístroj na měření stability, zavaděč pro MulTipeg TM a síťový adaptér)	55002-EU
Zavaděč pro MulTipeg TM	55003
Sterilní návlek na přístroj	55105
MulTipeg TM BioniQ QR (typ 58)	55066
MulTipeg TM BioniQ QN (typ 11)	55021
MulTipeg TM Astra Tech OsseoSpeed TX 3.0 S (typ 56)	55064
MulTipeg TM Astra Tech OsseoSpeed TX 3.5–4.0 S (typ 38)	55046
MulTipeg TM Astra Tech OsseoSpeed TX 4.5–5.0 S (typ 7)	55017
MulTipeg TM Straumann Tissue Level synOcta (typ 4)	55014
MulTipeg TM Straumann Tissue Level NNC (typ 68)	55076
MulTipeg TM Straumann Bone Level NC (typ 53)	55061
MulTipeg TM Straumann Bone Level RC (typ 54)	55062
MulTipeg TM Straumann Bone Level SC (typ 56)	55064
MulTipeg TM NobelReplace NP (typ 12)	55022
MulTipeg TM NobelReplace RP, WP (typ 13)	55010

Dodací lhůta je 14 dní.



Implantologické jednotky a příslušenství NSK

Implantologická jednotka Surgic Pro NSK – nesvětelná (řídící jednotka, mikromotor, ovládací pedál bez závěsu, kolénko SG20 20:1, rovný násadec SGS-ES 1:1, chladič set 5 ks)	Y1001934
Implantologická jednotka Surgic Pro LASAK – nesvětelná (řídící jednotka, mikromotor, ovládací pedál se závěsem, kolénko X-DSG20h 20:1 pro přenos krouticího momentu 80 Ncm, chladič set 5 ks)	Y1003587hex
Implantologická jednotka Surgic Pro NSK – světelná (řídící jednotka, mikromotor, ovládací pedál bez závěsu, kolénko X-SG20L 20:1, rovný násadec X-SG65L, chladič set 5 ks)	Y1001933
Implantologická jednotka Surgic Pro LASAK – světelná (řídící jednotka, mikromotor, ovládací pedál se závěsem, kolénko X-DSG20Lh 20:1 pro přenos krouticího momentu 80 Ncm, chladič set 5 ks)	Y1003586hex
Kolénko světelné se šestihranem pro přenos momentu Ti-Max X-DSG20Lh (20:1, 80 Ncm)	C1076
Kolénko nesvětelné se šestihranem pro přenos momentu Ti-Max X-DSG20h (20:1, 80 Ncm)	C1075
Sterilizační kazeta NSK Surgic	S900040
Chladič set S900-055 – sterilizovatelný v autoklávu	S900-055
Chladič set Y900-113 – jednorázový, 5 ks	Y900-113

Dodací lhůta je 7 dní.