

TABULKA OPOTŘEBENÍ NÁSTROJŮ

Životnost řezných nástrojů je omezena na 20 použití – zaznamenávejte počet použití pro každý řezný nástroj zvlášť. Poté je nutné nástroje vyměnit za nové. Pro registraci opotřebení nástrojů můžete použít tabulku níže. Opotřebení je závislé na denzitě vrтанé kosti a může nastat dříve než po 20 použitích. Po každém použití je nutné provést vizuální kontrolu nástrojů. Otupené nástroje je nutné vyřadit.

Vrtáky	Kat. č.	Počet použití
Vrták kulový	2443.00	
Vrták pilotní d1.5	2446.00	
Vrták finální S2.9 – krátký, pro doraz (DS/C)	2467.00	
Vrták S2.9 pro navigovanou chirurgii – dlouhý (GS)	2485.00	
Vrták finální S3.5 – krátký, pro doraz (DS/C)	2468.00	
Vrták S3.5 pro navigovanou chirurgii – dlouhý (GS)	2489.00	
Vrták finální S4.0 – krátký, pro doraz (DS/C)	2469.00	
Vrták S4.0 pro navigovanou chirurgii – dlouhý (GS)	2492.00	
Vrták finální S5.0 – krátký, pro doraz (DS/C)	2470.00	
Vrták S5.0 pro navigovanou chirurgii – dlouhý (GS)	2495.00	
Vrták finální T4.0 – krátký, pro doraz (DS/C)	2471.00	
Vrták T4.0 pro navigovanou chirurgii – dlouhý (GS)	2499.00	
Vrták finální T5.0 – krátký, pro doraz (DS/C)	2472.00	
Vrták T5.0 pro navigovanou chirurgii – dlouhý (GS)	2502.00	

Zahlubovací frézy a závitníky	Kat. č.	Počet použití
Zahlubovací fréza S2.9	2422.00	
Závitník S2.9	2421.00	
Zahlubovací fréza S3.5	2427.00	
Závitník S3.5	2426.00	
Zahlubovací fréza S4.0/T4.0	2433.00	
Závitník S4.0/T4.0	2431.00	
Zahlubovací fréza S5.0/T5.0	2439.00	
Závitník S5.0/T5.0	2438.00	

UPOZORNĚNÍ

Jednotlivé komponenty implantologického systému BioniQ® tvoří celek, není přípustné používat je v kombinaci s jakýmkoliv výrobky, které nejsou součástí systému. Používání všech komponent je nutné provádět podle doporučení, instrukcí a manuálů vydaných společností LASAK. Použití komponent vyrobených třetí osobou ve spojitosti se systémem BioniQ® ruší platnost záruk a dalších vyjádřených závazků společnosti LASAK. Uživatel produktů musí zvážit, zda je, či není aplikace produktu vhodná pro konkrétního pacienta za konkrétních podmínek. Společnost LASAK se vzdává zodpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé či jiné škody vzniklé ve spojení s chybami v odborném úsudku či postupu při používání komponent implantologického systému BioniQ®. Uživatel systému je také povinen sledovat poslední vývoj systému a jeho aplikace. V případě pochybností může uživatel kontaktovat přímo výrobce systému. Společnost LASAK nemá kontrolu nad zacházením a aplikací tohoto produktu a nenese zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným zacházením.