

# METAPIN

## Titanové piny pro fixaci membrány

- Sterilní a připravené k okamžitému použití
- Jednotlivě balené
- Zavaděč s přesným vedením pinu



Sterilní balení zvyšuje bezpečnost ošetření a zkracuje čas jinak potřebný pro proces čištění a sterilizace.

### METAPIN

METAPIN 3mm piny pro fixaci membrány, sada 3 ks	4720
METAPIN zavaděč pinů	4710

Metapiny jsou titanové piny pro fixaci resorbovatelných i neresorbovatelných membrán v oblastech s vyšší denzitou kosti bez nutnosti předvrtávání. Membrány upevněné pomocí pinů zabraňují dislokaci augmentátu a podporují tvorbu nové kosti. Piny se vyznačují vysokou odolností a biokompatibilitou. Jsou 3 mm dlouhé.

Metapin zavaděč pinů je sterilizovatelný nástroj pro zavedení pinů Metapin pro fixaci membrány. Zavaděč je vybaven ochrannou krytkou, kterou je třeba před vyjmutím pinu z balení a jeho zavedením sundat. Zavaděč s nasazenou krytkou lze naopak použít k jemnému finálnímu doklepnutí pinu. Zavaděč pinů je vybaven exkluzivním přesným vedením pinu. Čep uprostřed kleštiny zaručuje zvýšenou úroveň stability pinu během zavádění a umožňuje jeho pevnější uchopení a přesnější umístění.

META je ochranná známka CGM spa DIVISIONE MEDICALE META, Italy.