

T-Gen®

Kolagenová membrána

Membrána T-Gen® je zcela resorbovatelná kolagenová membrána, získávaná z porcinního perikardu, pro širokou škálu indikací řízené kostní regenerace. Má porézní a fibrózní mikrostrukturu, která je hydrofilní a zabraňuje vrůstu fibrózní tkáně do kostního defektu.

Balení obsahuje kolagenovou membránu a sterilní šablonu pro pohodlnější přípravu zastřížení membrány podle tvaru defektu.

Bariérová funkce trvá 3 až 5 měsíců. Po 4 až 6 měsících je membrána T-Gen® plně absorbována.



Jednokusové
balení



SNADNÁ MANIPULACE

- Pohodlné použití bez rozlišení vrchní a spodní strany
- Rychlá hydratace a vynikající pevnost v tahu
- Výborné přizpůsobení a tvarování na defektu
- Možnost aplikace za sucha i za mokra

DOKONALÁ STABILITA


- Vynikající pevnost a odolnost proti roztržení
- Bez nežádoucí lepidlosti po rehydrataci
- Prodloužená bariérová funkce a životnost

OPTIMÁLNÍ INTEGRACE TKÁNÍ


- Porézní struktura pro vynikající propustnost krve
- Omezení výskytu dehiscence měkkých tkání
- Hemostatický účinek



Membrána T-Gen® má excelentní pevnost v tahu, která zajišťuje vynikající manipulaci a zvýšenou odolnost proti roztržení. Díky rychlé hydrataci, minimální tloušťce a vynikající pružnosti se výborně přizpůsobuje konturám povrchu.



Příčný řez membránou T-Gen®



Povrch membrány T-Gen®

INDIKACE

Kolagenová membrána T-Gen® se používá jako resorbovatelná bariéra při řízené kostní nebo tkáňové regeneraci periodontálních defektů.

- Vertikální augmentace
- Dehiscentní defekty
- Intraoseální defekty
- Socket preservation
- Horizontální augmentace
- Sinus lift
- Augmentace alveolu
- Ridge preservation

T-Gen®, resorbovatelné kolagenové membrány

vč. DPH

15 × 20 mm	TG-1	1.590 Kč
20 × 30 mm	TG-2	2.590 Kč

Balení obsahuje 1 ks membrány a šablonu. Sterilizovány gama zářením.

Prodejce

T-Gen® je registrovaná obchodní známka společnosti Hyundai Bioland Co., Ltd.



LASAK s.r.o. • Českobrodská 1047/46 • 190 01 Praha 9 – Hloubětín

tel.: +420 224 315 663 • fax: +420 224 319 716 • e-mail: objednávky@lasak.cz • www.lasak.cz