



## Individualizovatelný pilíř **Cast-On**

- Anatomicky optimální řešení
- Individuální angulace pilíře
- Nealergizující chromkobaltová slitina



## Indikace

- Příliš hluboko zanořený implantát
- Individuální požadavek na angulaci pilíře
- Nevhodná poloha antirotačního prvku
- Specifický požadavek na gingivální uzávěr
- Pro cementovanou i podmíněně snímatelnou náhradu



Pilíř Cast-On nabízí jednoduché řešení suprakonstrukce nesené implantátem, zhotovené z nealergizující chromkobaltové slitiny bez obsahu niklu. Při stoupajících cenách zlata se jedná o cenově efektivní alternativu nabízející zubnímu technikovi maximální flexibilitu pro zohlednění individuálních požadavků. Lze jej použít pro fixní náhradu cementovanou i podmíněně snímatelnou. Pilíř Cast-On umožňuje protetické ošetření i v případech, kdy standardní systémový pilíř je nevyhovující, jako např. příliš zanořený implantát, nevhodná poloha antirotačního prvku implantátu, individuální požadavek na angulaci pilíře nebo výstup náhrady měkkými tkáněmi. Pro modelaci lze použít běžné modelovací vosky i pryskyřice, které dobře adherují k plastové modelovací trubičce.

Straumann® je registrovaná obchodní známka Straumann Holding AG, Switzerland.  
Astra Tech® je registrovaná obchodní značka Astra Tech AB, Sweden.  
NobelBiocare™ je obchodní známka Nobel Biocare Holding AG, Switzerland.